




車いす用クッションの選び方


利用者状態別選定ポイント

屋内 **A B C D E** 屋外 **A B C D E** このマークを目安に選べます。

Bさん  屋外の車いす使用時などに衝撃を吸収するために除圧系のクッションが必要です。

Cさん  座り直しは可能な方ですが、骨盤を安定させるために姿勢保持用のクッションの使用を検討しましょう。車いすを駆動する場合には駆動の動きを考慮したクッションが必要です。

Dさん  座り直しに努力を要する方です。圧分散は必須となります。姿勢保持は、背もたれと座面両面から考慮しましょう。移乗等の動きを助けるために、足が床に届くようにクッションを含めた座面高の考慮が必要です。

Eさん  座り直しができない方です。車いすのタイプにもよりますが、圧分散、姿勢保持を背もたれと座面の両面から考慮しましょう。麻痺や変形があれば、クッション側にも調整機能のあるものがよいでしょう。

フォーム

カリ HR レギュラー PHK01-GR1-4040 加地


商品コード	TAISコード	屋内	A B C D E
762110	00540-000037	屋外	A B C D E

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：ウレタンフォーム

優れた体圧分散性と安定した座位姿勢

人体構造に基づいた3D形状の座面が骨盤を安定させ、圧力を効果的に分散し、より良い姿勢を促します。

厚さ **6cm**
重量 **0.5kg**



3D形状

ジェル

ベスポジェルクッション CK-375 ケーブ

商品コード	TAISコード	屋内	A B C D E
762085	00206-000072	屋外	A B C D E

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：ポリウレタンジェル、ウレタンフォーム

前後で厚みを変えることで沈み込みの度合いが異なり前ずれ防止や足こぎサポートにも対応

厚さ **6.5cm**
重量 **1.6kg**



フォーム

FC-アジャスト 標準セット アイ・ソネックス

屋内	A B C D E	背 / 厚さ	2cm
屋外	A B C D E	背 / 重量	0.69kg

商品コード	TAISコード
760045	00149-000008

- 座 / ●サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：ポリエチレンフォーム、低反発性高密度特殊ウレタン
- 背 / ●サイズ：幅39.5×背高さ41cm
- 材質（中身）：ポリエチレンフォーム

座 / 厚さ **8.5cm**
座 / 重量 **1.3kg**



大腿パット
着脱式で
足駆動に便利

座クッションの特長
足駆動する方は、大腿パットをはずすと前座を低くできます。

ジェル

アウルサポートセット OWLS-S01B01 加地

屋内	A B C D E	背 / 厚さ	12cm
屋外	A B C D E	背 / 重量	1.4kg

商品コード	TAISコード
760015	00540-000017

- 座 / ●サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム
- 背 / ●サイズ：幅48×背高さ36.5cm
- 材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム

座 / 厚さ 前**7cm**・後**5cm**
座 / 重量 **1.2kg**



●この商品には、カバーがつきます。

エア

ロホクッション ロータイプ アビリティーズ・ケアネット

屋内	A B C D E	厚さ	5cm
屋外	A B C D E	重量	0.85kg

商品コード	TAISコード
762000	00249-000049

- サイズ：幅38×奥行38cm
- 材質（中身）：耐失禁ネオプレンラバー



●この商品には、カバーがつきます。


在庫限定

アルファブラクッション、リフレア、アクションパッド、エクスジェルサポートセットもご用意しております。

JAY クッション選定ポイント

JAYシリーズは世界で利用されている信頼のブランドです

- JAYベーシック・プロ
車いすでの快適性アップと姿勢の安定を求める方に
- JAYイオン
体圧分散性と快適性、安定性をバランスよく求める方に
- JAYゴー
JAYベーシック・プロより柔らかさを求める方に
- JAYライト
軽さと機能の両方を求める方に



フォーム

JAYベーシック・プロ

パラマウントベッド



車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
38~40cm	KZ-B31001	762125	00170-000920
40~42cm	KZ-B31011	762130	00170-000932

- サイズ: KZ-B31001 / 幅38×奥行38cm, KZ-B31011 / 幅41×奥行38cm
- 材質: 中身 / RIM立体成型フォーム、カバー / 防水加工伸縮性ナイロン



厚さ	重量
5~7.5cm	
	KZ-B31001 0.80kg
	KZ-B31011 0.83kg

立体成型で臀部にフィット、姿勢の安定を助けます

立体成型フォーム

おしりから太ももにフィットするように設計されています。快適な座り心地とともに、姿勢の安定を助けます。

Dartex防水加工カバー (上面)

お手入れは清拭。伸縮性のある、使いやすいカバーです。



フォーム

JAYゴー

パラマウントベッド



車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
38~40cm	KZ-B31002	762135	00170-000921
40~42cm	KZ-B31012	762140	00170-000933

- サイズ: KZ-B31002 / 幅38×奥行38cm, KZ-B31012 / 幅41×奥行38cm
- 材質: 中身 / RIM成型フォーム+高弾性フォーム、カバー / 防水加工伸縮性ナイロン



厚さ	重量
7.5cm	
	KZ-B31002 1.10kg
	KZ-B31012 1.13kg

2種類のフォームで座位の安定性と快適性をサポート

2層構造のフォーム

柔らかさの異なるフォームを組み合わせ、座位の安定と快適性をサポートしています。

Dartex防水加工カバー

お手入れは清拭。伸縮性のある、使いやすいカバーです。



フォーム


JAYイオン

パラマウントベッド



車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
38~40cm	KZ-B31003	762145	00170-000922
40~42cm	KZ-B31013	762150	00170-000934

- サイズ: KZ-B31003 / 幅38×奥行38cm, KZ-B31013 / 幅41×奥行38cm
- 材質: 中身 / 超軟質メモリーフォーム、RIM成型軟質フォーム、サポートフォーム
アウターカバー / X-static (銀ファイバー) + フォーム
インナーカバー / 防水加工伸縮性ナイロン



厚さ	重量
10cm	
	KZ-B31003 0.95kg
	KZ-B31013 0.98kg

3層構造でより快適に、やさしく臀部を支えます

3層構造のフォーム

柔らかさの異なる3種類のフォームを組み合わせ、快適性と体圧分散性をサポートしています。

外側と内側にカバーを装備

アウターカバーはやわらかな肌触り。銀成分を含む素材「X-static」を採用、細菌の繁殖防止に効果を発揮します。内部への水分の侵入を防ぐためインナーカバーは防水加工です。



フォーム


JAYライト

パラマウントベッド



車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
38~40cm	KZ-B31004	762155	00170-000923
40~42cm	KZ-B31014	762160	00170-000935

- サイズ: KZ-B31004 / 幅38×奥行38cm, KZ-B31014 / 幅41×奥行38cm
- 材質: 中身 / 硬質フォームと軟質フォームの組み合わせ
カバー / 3DXスペーサーファブリック



超軽量タイプ

活動的な方や、持ち運び機会が多い方にお勧めです。

優れた通気性

フォームに設けた多数の通気孔が、軽量化とともに高い通気性を実現。熱や湿気を逃がします。


抜群の軽さと通気性
活動的な方にもお勧めです



オブティ・ウェルが体圧を分散
骨盤部に設けられたオブティ・ウェル(窪み)が姿勢の安定と体圧分散をサポートします。

エクスジェルクッション選定ポイント

- **アウルREHA ハイ**
褥瘡リスクが高くエアクッションに近い減圧効果が必要な方
- **アウルREHA レギュラー**
薄さ・足つき性を求める方に
- **アウル40 プラスレザー**
前ズレする方に
- **アウルREHA 3Dレギュラー**
薄さ・前ズレ・大腿部・骨盤支持が必要な方に
- **アウルREHA 3Dジャスト**
除圧・前ズレ・大腿部・骨盤支持が必要な方に
- **アウルREHA 3Dハイ**
高除圧・前ズレ・大腿部・骨盤支持が必要な方に



ジェル+フォーム

アウル40 プラスレザー OWL40P-L 加地

商品コード TAISコード
760019 00540-000013

- サイズ:幅40×奥行40cm
- 材質(中身):エクスジェル(合成ゴム)、ウレタンフォーム



厚さ
5.5cm
重量
1.1kg

EXGELが体を優しくサポート
アウル形状が身体に
心地よくフィット



ジェル+フォーム

アウルREHA 3Dジャスト OWL25-BK1-4040 加地

商品コード TAISコード
760065 00540-000055

- サイズ:幅40×奥行40cm
- 材質(中身):エクスジェル、ウレタンフォーム



厚さ
3.5cm~
重量
1.5kg

3D形状で
座位をしっかり保持



ジェル+フォーム

アウルREHA レギュラー OWL21-BK1-4040 加地

商品コード TAISコード
760025 00540-000028

- サイズ:幅40×奥行40cm
- 材質(中身):エクスジェル、ウレタンフォーム



厚さ
4cm
重量
1.2kg

薄さ4cmのフラットな
スタンダードタイプ!



ジェル+フォーム

アウルREHA 3Dレギュラー OWL23-BK1-4040 加地

商品コード TAISコード
760035 00540-000030

- サイズ:幅40×奥行40cm
- 材質(中身):エクスジェル、ウレタンフォーム



厚さ
7.5cm
重量
1.7kg

優しく包み込む形状により
身体を優しく保持します



ジェル+フォーム

アウルREHA ハイ OWL22-BK1-4040 加地

商品コード TAISコード
760030 00540-000029

- サイズ:幅40×奥行40cm
- 材質(中身):エクスジェル、ウレタンフォーム



厚さ
8cm
重量
1.4kg

坐骨部の沈み込み量を
確保した厚手タイプ



ジェル+フォーム

アウルREHA 3Dハイ OWL24-BK1-4040 加地

商品コード TAISコード
760055 00540-000031

- サイズ:幅40×奥行40cm
- 材質(中身):エクスジェル、ウレタンフォーム



厚さ
11cm
重量
1.9kg

3D形状での座位保持と
高分散性を両立させた
ハイグレードクッション



特殊覆台

特殊覆台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト


自動排処装置

購入品(排泄)

購入品(入浴)

タカノクッション選定点

- **タイプ1** ～座る時間が長い方に～
座った時に、脚やお尻の位置を保持しやすく、圧力分散効果も高いので、長時間座り続けることが多い方に。
- **タイプ6** ～座る時間が短い方に～
タイプ1のクッションの厚みを薄くしたので、座面が高くなりません。肘掛の高さやハンドリムへの距離があまり変わりません。



フォーム

タカノクッションR タイプ1 TC-R081

タカノ

商品コード 762165 TAISコード 00297-000104



- サイズ：幅40×奥行42.5cm
- 材質（中身）：ウレタンフォーム

厚さ 12cm
重量 0.65kg

立体整形の形状と厚みにより、座位保持と圧分散を両立



フォーム

タカノクッションR タイプ6 TC-R046

タカノ

商品コード 762170 TAISコード 00297-000109



- サイズ：幅40×奥行42.5cm
- 材質（中身）：ウレタンフォーム


厚さ 7cm
重量 0.41kg

立体整形の形状により、座位保持に特化したウレタンフォームクッション



VARILITE クッション選定点

- **姿勢保持と体圧分散の両立** 自分のカタチになるから～体圧分散～
体とクッションをフィットさせ接触面積を増やすことで、クッション全体で体重を支え、座圧をほぼ均等に分散します。
- **姿勢保持と体圧分散の両立** 自分のカタチになるから～姿勢保持～
骨盤から大腿部を優しくサポートし、安定した座り心地。前ズレや余分な筋緊張を防ぎます。
- **エア＋フォームだから～振動吸収～**
路面からの振動を吸収し、体への負担を軽減します。



エア＋フォーム

リフレックス


ユーキ・トレーディング

商品コード 762065 TAISコード 00468-000034



- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：ポリウレタン、ウレタンフォーム

厚さ 7.5cm
重量 0.7kg



クッションに座ると自動的に空気が抜け、お尻の形に合わせます

エア＋フォーム

ストレータス

ユーキ・トレーディング

商品コード 762060 TAISコード 00468-000002



- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：ポリウレタン、ウレタンフォーム

厚さ 7.5cm
重量 0.7kg



座位保持と座り心地の良さを追求

エア＋フォーム

メリディアン

ユーキ・トレーディング

商品コード 762120 TAISコード 00468-000031



- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：ポリウレタン、ウレタンフォーム

厚さ 10cm
重量 0.85kg



シリーズ最高峰の座位保持力と体圧分散力

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞処理装置

購入品（排泄）

購入品（入浴）

ウルトラシリーズ共通オプション

※次頁「車いすオプション適合表」をご覧ください。

ワンストップブレーキ

商品コード	TAISコード
765655	00175-000352

- 重量: 0.55kg
- 付属品:
延長棒8cm 1本
本体ブレーキレバー2本

片方のブレーキ操作で両方の駆動輪のロックが可能!



片側のブレーキをかける



反対側のブレーキも自動的にかかります。



PHOTO/NA-U2W ワンストップブレーキ使用 (参考重量: 14.5kg)

エレベーターユニット

型式	商品コード	TAISコード
PAC-0124A	726880	00175-000347

- サイズ: 幅53×奥行25×高さ40cm
- 重量: 3.8kg



プラバックルベルト KF-6C

商品コード	TAISコード
726905	00175-000296

- サイズ: 幅50×奥行113×高さ1.5cm
- 重量: 0.08kg



ボンベ架

型式	商品コード	TAISコード
KF-20L (大)	726885	00175-000288
KF-20S (小)	726890	00175-000288

- サイズ: (大) 幅13×奥行13×高さ29cm
(小) 幅10×奥行10×高さ29cm
- 重量: (大)1.5kg、(小)1.3kg



ガートル掛け KF-8B

商品コード	TAISコード
726895	00175-000287

- サイズ: 幅22×奥行6×高さ81cm
- 重量: 1.2kg



杖入れ KF-7

商品コード	TAISコード
726910	00175-000286

- サイズ: 幅5×奥行10×高さ5cm
- 重量: 0.1kg



ブレーキ延長棒 (+16cm)(ステンタクル用)

商品コード	TAISコード
765605	00175-000285



車いすオプション

※次頁「車いすオプション適合表」をご覧ください。

S&E ユニット

松永製作所

商品コード	TAISコード
990537	00066-000297



テーブルマジック式

松永製作所

商品コード	TAISコード
766080	00066-000205



スマートヘッドサポート

ミキ

商品コード	TAISコード
766075	00122-000461



ワンタッチプラスチックベルト

松永製作所

商品コード	TAISコード
766005	00066-000201



後方ガートル架セット

松永製作所

商品コード	TAISコード
766175	00066-000209



※ガートル棒付き
※地域によっては対応ができない場合もございます。

ボンベ架(跳ね上げ用)

松永製作所

商品コード	TAISコード
766040	00066-000261



杖入れ(大)

松永製作所

商品コード	TAISコード
766085	00066-000211



延長棒(+16cm)

日進医療器

商品コード	TAISコード
765605	00175-000285



延長棒(+15cm)

松永製作所

商品コード	TAISコード
765510	00066-000298



延長棒(+10cm)

松永製作所

商品コード	TAISコード
765505	00066-000298



延長棒(+10cm)

ミキ

商品コード	TAISコード
765645	00122-000426



延長棒(+10cm)

カワムラサイクル

商品コード	TAISコード
766100	00160-000170

