

バナナターン

パラマウントベッド


A B C D E

BananaTurn
体位変換器



使い方がわかりやすい
イラスト入り
(Sサイズを除く)

持ちやすい
グリップ



〈Lサイズ〉

〈Mサイズ〉


〈Sサイズ〉




サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KE-P151	756030	00170-000682
M	KE-P152	756040	00170-000683
S	KE-P153	756050	00170-000684

Lサイズ / ●寸法：全長約140×全幅42cm ●重量：約1.3kg
Mサイズ / ●寸法：全長約109×全幅31cm ●重量：約0.7kg
Sサイズ / ●寸法：全長約46×全幅21cm ●重量：約0.2kg

LまたはMサイズを利用した
体位変換例
(2個使用した場合)



Sサイズを利用した
体位変換例
(肩にあてた場合)



イージースライドM

パラマウントベッド

A B C D E



型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52043	720095	00170-000611

●サイズ：長さ70×幅100cm

体の下に敷き込み摩擦を減らして
移動も容易に行えます



摩擦の軽減により
車いすへの移動が
容易におこなえます。



フレキシムーブ(別売)を併用して、寝位置の修正が容易におこなえます。

ペンギンサポート

パラマウントベッド

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
KE-100S	756060	00170-000713

●寸法：全長約163×全幅約48cm
●重量：約0.3kg
●材質：本体/ナイロン(撥水加工)、中板/ポリエチレンフォーム
面ファスナー/ポリエステル、ビニールバック/ポリ塩化ビニル
●最大使用者体重：138kg



※地域によっては対応ができない場合もございます。



おむつ交換などを、より楽に、
より安全におこなえます。



寝位置の修正にも
利用できます。

ナーセントパットA (3ピース) NP


アイ・ソネックス

A B C D E

商品コード	TAISコード
756000	00149-000012

●サイズ：(大ピース) 全幅40×全高10×奥行40cm
(小ピース) 全幅40×全高10×奥行20cm
●重量：(大ピース) 0.85kg
(小ピース) 0.45kg×2 計1.75kg
●材質：低反発性高密度特殊ウレタン

- 体位変換
- 良肢位の保持
- 床ずれ部位の除圧



※地域によっては対応ができない場合もございます。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞掃除装置

購入品(排泄)

購入品(入浴)

ナーセントEx (専用Ab防水カバー付) **NEW**

アイ・ソネックス

A B C D E

サイズ	商品コード	TAISコード
ロール100	756115	00149-000036
ロール150	756120	00149-000035
ロール200	756125	00149-000034
ワイド	756130	00149-000037
ユー M	756135	00149-000038
ユー L	756140	00149-000039

ロール100 / ●サイズ:長さ100cm、ロール厚み24×7cm ●重量:0.9kg
 ロール150 / ●サイズ:長さ150cm、ロール厚み24×7cm ●重量:1.35kg
 ロール200 / ●サイズ:長さ200cm、ロール厚み24×7cm ●重量:1.8kg
 ワイド / ●サイズ:縦80×横70×厚さ5cm ●重量:1.9kg
 ユー M / ●サイズ:縦48×横52×厚さ13~3cm ●重量:0.7kg
 ユー L / ●サイズ:縦77×横57×厚さ14.5~9cm ●重量:1.25kg
 ●材質:生地/ポリエステル・綿、中身/ポリエステル繊維チップ



よせる



ひろげる



そわせる



体位変換に便利なハンドル付
 どのタイプにも体位変換に便利なハンドルが付いています。
 介助者は、仰臥位から側臥位への体位変換を簡単に負担なく行うことができます。



ポジションングに最適な中材
 中材に、流動性と形状保持性を備えた特殊チップを使用しています。チップは、手で寄せたり拡げたりして動かせませんが互いに絡み合うので、整えた形状が崩れにくいのが特長です。



優しい肌ざわりの防水カバー
 カバーは、弾力性や伸縮性の良さにこだわったオリジナル生地です。ふんわりと柔らかで心地の良い肌ざわりに加え、防汚加工を施したすっくと汚れが落ちやすい防水カバーです。

丸洗い可能! オートクレープ滅菌できる安心素材
 丸洗いや乾燥機の使用ができます。乾燥機や天日干しでふんわり気持ち良く復元します。本体は、熱湯でのつけ置きや塩素系漂白剤での消毒、オートクレープで滅菌ができるので、万一の時も安心です。



<ロール100>	<ロール150>	<ロール200>	<ワイド>	<ユー M>	<ユー L>

ウェルビー HC (超撥水カバー付)

タイカ

A B C D E

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
ジャンボ	PC-HC-J1C	758755	00563-000114
ピロー	PC-HC-P1C	758760	00563-000115
ウェーブ	PC-HC-W1C	758765	00563-000116
ウェーブ(ロング)	PC-HC-W2C	758770	00563-000117
ブーメラン(大)	PC-HC-B1C	758775	00563-000118
ブーメラン(小)	PC-HC-B2C	758780	00563-000119

ジャンボ / ●サイズ:長さ73×幅73cm ●重量:2.4kg
 ピロー / ●サイズ:長さ80×幅30cm ●重量:0.8kg
 ウェーブ / ●サイズ:長さ65×幅75cm ●重量:1.1kg
 ウェーブ(ロング) / ●サイズ:長さ80×幅75cm ●重量:1.5kg
 ブーメラン(大) / ●サイズ:長さ90×幅50cm ●重量:1.3kg
 ブーメラン(小) / ●サイズ:長さ74×幅44cm ●重量:0.8kg
 ●材質:生地/ポリエステル、中身/ウレタンフォーム・ナイロン

持ち手を使ってやさしい体位変換
 中材は特殊加工のウレタンチップで安定性と耐久性に優れています



●持ち手を使うことにより、少ない力でご利用者に優しく体位変換することが可能です。



持ち手をにぎり、利用者の身体を支えます。

にぎった持ち手を引き寄せるようにして利用者の上半身の向きを変えます。広い面積で支えられているので、利用者がリラックスした状態で安定して体位変換ができます。



中材は特殊加工のウレタンチップを採用。身体にフィットしてやさしく支えます。



超撥水カバー付
 ●材質:ポリエステル超撥水加工
 ※従来品よりも耐久性が高く、100回洗濯後も撥水性能を維持します。

<ジャンボ>	<ピロー>	<ウェーブ>	<ウェーブ(ロング)>	<ブーメラン(大)>	<ブーメラン(小)>