

フィットレストII KQ-321

パラマウントベッド



商品コード TAISコード
758870 00170-000961

- 寸法: 幅69~72(無段階)×奥行55cm
- 高さ: 55~70cm(3cm刻み6段階)
- 重量: 13kg
- 最大使用者体重: 100kg

<材質>

- アームレスト: 発泡ウレタン
- フレーム: スチール製(電着・粉体塗装仕上げ)
- 脚: ポリプロピレン
- アジャスター: スチレンゴム
- 連結アーム: スチール(電着・粉体塗装仕上げ)
- ノブホルト: ABS樹脂、ステンレス

Fit rest II

フィットレストII

NEW



- **使いやすい**
様々な使い方に対応するアームレスト
- **移乗しやすい**
アームレストのスライド調節とはねあげが可能
- **設置しやすい**
工具不要で、前側からの固定が可能

おすすめポイント

フィットレストII

身体の支えやすさと
移乗のしやすさを追求

POINT 1

使いやすいアームレスト形状

「先端を握る」「手を着く・つかむ」「寄りかかる」など、様々なシーンに配慮したユニバーサルデザインです。



POINT 2

高さ調節と前後のスライドが可能に
アームレストは、3cmごとに6段階の高さ調節と3cmごとに4段階の前後へのスライドが可能です。

POINT 3

はねあげ式アームレスト

アームレストは、はねあげ可能です。下ろしたときに自動でロックがかかる安全に配慮した機構を採用しています。



設置作業の負担を軽減

POINT 4

様々なトイレに対応

様々な便器にしっかりと取り付けられるように、便器を挟む固定アームが前後に5.5cmの範囲で調節できます。また、左右の支柱の間を最大で4cm広げることができるので、温水洗浄付きトイレの操作部を避けて設置できます。

POINT 5

前側から組み立て可能

設置や位置決め使用する固定ノブは、前方に向けて取り付けられているので、手を伸ばしたり、回り込んだりせずに、便器の正面から作業できます。

POINT 6

工具なしで設置可能

便器に合わせて配置して固定ノブを締めるだけ。工具を使わずに設置や調節が可能です。

フィットレスト KQ-320

パラマウントベッド



肘かけがはね上がり、おろした時は自動でロック
トイレでの姿勢の保持や立ちあがりなどをサポートします

商品コード	TAISコード
758410	00170-000710

〈フィットレストスペーサー付〉	
型式	TAISコード
KQ-320SP	00170-000945

スペーサー	商品コード
	758415

- 寸法：幅 約69×奥行 約56.5cm
 - 高さ：約55～70cm（6段階調節）
※はねあげ時：約81.5～96.5cm
 - 重量：約11kg
 - 最大使用者体重：100kg
- <材質>
- アームレスト：発泡ウレタン
 - フレーム：スチール製（電着・粉体塗装仕上げ）
 - ノブボルト：ステンレス・ABS樹脂



〈フィットレスト〉



在庫限定

〈フィットレストスペーサー付〉



在庫限定

POINT 1

アームレストの形状

「握る」「つかむ」「支える」「肘を乗せる」など、様々なシーンに配慮した形状です。



POINT 2

はね上げ式アームレスト&自動ロック機構


アームレストは、はね上げが可能です。下ろしたときに自動でロックがかかる安全な機構を採用しています。



POINT 3

様々なトイレに対応

トイレ固定部は前後に5.5cm調整ができますので、様々なトイレに固定できます。



洋式トイレ用フレーム SUS-はねあげR2

アロン化成



肘かけがはね上がるので移乗に便利
レンタルに最適なステンレス製

商品コード	TAISコード
757910	00221-000458

- サイズ：全幅66×全高55～70×
奥行55cm
 - 重量：10kg
- <材質>
- フレーム：ステンレス
 - 肘掛け：ラバーウッド無垢材



はねあげR・SUS-45もご用意しております。

ポータブルトイレ用フレーム 533070

アロン化成



背もたれ、ひじ掛けともに
使いやすい高さに調節できます

商品コード	TAISコード
758000	00221-000054

- サイズ：全幅63×全高73～81×奥行63cm
 - 重量：8kg
- <材質>
- フレーム：スチール（メラミン樹脂塗装）
 - ジョイント・背もたれ：ABS
 - ベース板：PP
 - ひじ掛けカバー：エラストマー



※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞処理装置

購入品（排泄）

購入品（入浴）



かいじょくん CKA-K

矢崎化工



商品コード	TAISコード
758155	00055-000145

- 重量: 1.4kg
- 材質: アルミ合金、樹脂、スチール、ステンレス



品種	商品コード	TAISコード
CKA-01-1 ベッドでとまるくん かいじょくん付	758420 758145 758155	00055-000134
CKA-02-1 ベッドでとまるくん かいじょくん付	758425 758145 758155	00055-000136
CKA-03 ベッドでとまるくん かいじょくん付	758121 758145 758155	00055-000137
CKA-04 ベッドでとまるくん かいじょくん付	758126 758145 758155	00055-000138

たちあっぷ CKA-01-1

矢崎化工



商品コード	TAISコード
758420	00055-000119

- 高さ: 幅70~80cm (5cm間隔3段階)
- ベース: 50×60cm ●手すり間口: 33.8cm
- 重量: 11.9kg
- <材質>
- ベース部: スチール ●フチ部: ゴム
- 手すり部: プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



たちあっぷ CKA-02-1

矢崎化工



商品コード	TAISコード
758425	00055-000120

- 高さ: 幅70~80cm (5cm間隔3段階)
- ベース: 50×90cm ●手すり間口: 33.8cm
- 重量: 15.7kg
- <材質>
- ベース部: スチール ●フチ部: ゴム
- 手すり部: プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



たちあっぷ CKA-03

矢崎化工



商品コード	TAISコード
758121	00055-000073

- 高さ: 幅70~80cm (5cm間隔3段階)
- ベース: 50×60cm ●手すり間口: 26.5×35.2cm
- 重量: 15.4kg
- <材質>
- ベース部: スチール ●フチ部: ゴム
- 手すり部: プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



たちあっぷ CKA-04

矢崎化工



商品コード	TAISコード
758126	00055-000074

- 高さ: 幅70~80cm (5cm間隔3段階)
- ベース: 50×90cm ●手すり間口: 77.8cm
- 重量: 16kg
- <材質>
- ベース部: スチール ●フチ部: ゴム
- 手すり部: プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



あがりかまち用たちあっぷ

矢崎化工



型式	商品コード	TAISコード
CKE-01-1	758380	00055-000109

- 手すり間口: 51.6cm
- 手すり高さ: 80~85cm
- ベース: 77.3×55.1cm
- 重量: 32.8kg
- <材質>
- ベース部: ステンレス
- 手すり部: イレクター、アルミ合金 (ジョイント)



ステップ台



ステップ台付もございます。


たちあっぷ540

矢崎化工



型式	商品コード	TAISコード
CKH-01	758440	00055-000127

- 手すり間口: 53.7cm
- 手すり高さ: 104~139cm
- ベース: 78×74.5cm
- 重量: 34.7kg
- <材質>
- ベース部: ステンレス
- 手すり部: イレクター、アルミ合金 (ジョイント)



ステップ台 (ハイタイプ)



ステップ台 (ロータイプ)



ステップ台付もございます。

屋内、屋外でも
使用可能な補助手すり

伸縮つながるくん CKE-D

矢崎化工 **A B C D E**

商品コード	TAISコード
758615	00055-000157

- 重量: 2kg
- 材質: プラスチック被覆スチールパイプ (φ32)、アルミパイプ (φ40)、アルミ合金
- 手すり間口: 伸縮範囲 / 63.9~95.4cm

NEW



付属品の組合せで
たちあっぷの適用範囲が
広がります



おもしくん CKA-J 矢崎化工

商品コード	TAISコード
758150	00055-000104


- サイズ: 直径9.6×高さ12cm
- 重量: 5kg ●材質: 鉄



楽起(らっきい) YM-103L-ID 山崎産業

商品コード	TAISコード
758505	01339-000007

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約21kg




※楽どめYM-104C-AL
もごさいます。

楽起(らっきい) YM-102L-ID 山崎産業

商品コード	TAISコード
758500	01339-000006

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約21kg



※楽どめYM-104C-AL
もごさいます。

楽起(らっきい) YM-101L-ID 山崎産業

商品コード	TAISコード
758510	01339-000005

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約22kg



※楽どめYM-104C-AL
もごさいます。

楽起(らっきい) ワイド 介助バー型 YM-108L-ID 山崎産業

商品コード	TAISコード
758530	01339-000011

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約22kg



楽起(らっきい) ワイド 介助バー型 楽どめ付 山崎産業

TAISコード	商品コード
01339-000012	758530
	758515

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約23kg



楽起(らっきい) ワイド 縦型 YM-109L-ID 山崎産業

商品コード	TAISコード
758525	01339-000013

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約21kg



楽起(らっきい) ワイド 縦型 楽どめ壁面用付 山崎産業

TAISコード	商品コード
01339-000015	758525
	758520

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約22kg

壁面から手すりの距離: 8~11cm




ミニ平行棒 “ささえ愛” TY500

日進医療器 **A B C D E**

商品コード	TAISコード
758060	00175-000266

- サイズ: 手摺部 / 幅37~73cm×長さ152cm×高さ76~94cm
全体 / 幅70cm×長さ165cm×高さ76~94cm
- 重量: 18.5kg
- 材質: 握り手・ベース/スチール (発泡樹脂コーティング仕上げ)



並列型



※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞処理装置

購入品(排泄)

購入品(入浴)

アットグリップ **NEW**

アロン化成

あっという間に設置完了
いろんな場所であなただをえる



タイプ	型式	商品コード	TAISコード
アットグリップ240片側タイプ	AT-C-240	758855	00221-000542
アットグリップ240両側タイプ	AT-C-240T	758860	00221-000543
アットグリップ630片側タイプ	AT-C-630	758620	00221-000544
アットグリップ630両側タイプ	AT-C-630T	758625	00221-000545
アットグリップ930片側タイプ	AT-C-930	758635	00221-000500
アットグリップ930両側タイプ	AT-C-930T	758640	00221-000501

- サイズ: 240タイプ / 幅80×奥行45×高さ75~85cm
630タイプ / 幅80×奥行132×高さ75~85cm
930タイプ / 幅80×奥行163×高さ75~85cm
- 手すり高さ: 75・80・85cm (3段階)
- 重量: AT-C-240 / 約19kg、AT-C-240T / 約22kg
AT-C-630 / 約39kg、AT-C-630T / 約47kg
AT-C-930 / 約39kg、AT-C-930T / 約48kg


<材質>

- 手すり(930・630・240): ウッドパウダー混合半硬質樹脂・アルミニウム
- 支柱・高さ調節支柱: アルミニウム
- ベースプレート・固定プレート: ステンレス
- 高さ調節固定ピン: ポリエチレン・ステンレス
- エンド支柱ブラケット・可変支柱ブラケット(可動部)・可変支柱ブラケット(回転部、上・下): アルミ合金
- 滑り止めシート(大・中・小・目隠し): (表面) 鉱物粒子、(接着面) ゴム系アクリル接着剤
- 端末保護カバー: 塩化ビニル樹脂 ●その他・樹脂部: ポリプロピレン




設置条件

●平坦な場所に設置する場合



●段差のある場所に設置する場合



<AT-C-240>


<AT-C-240T>

<AT-C-630>

<AT-C-630T>


<AT-C-930>

<AT-C-930T>




段差設置などで上下左右、柔軟に対応可能


45cmまでの段差に対応



障害物がある動線に対応



使う人に応じて手すりの片側、両側タイプが選べます。



簡単に行える、手すりの高さ調節



スタンディ PN-L80401

パナソニック

折りたたみ可能な面手すり
面と棒の両方を備えることで、
立ち上がりや、立ったままの動作が不安定な方をサポートします
さらに、折りたたみ可能な省スペース設計だから活用の場が広がります



商品コード	TAISコード
758865	00980-000315

- サイズ: 幅63×奥行78×高さ70~85cm
 - ベース厚さ: 1.1cm
 - 重量: 22.5kg
 - 最大使用者体重: 100kg
- <材質>
- ベース・手すり・フレーム: スチーム
 - 平面部: ポリエチレン
 - 手すり被覆部: エラストマー
 - ベース線ゴム: 合成ゴム
 - カーペット: 合成繊維



NEW

身体寸法・使用環境に合わせ高さ調整が可能です。

面高さ35cm~50cm
3cmピッチ調整が可能

※面と手すりの高さは連動しており、別々に設定することはできません。



最上部手すりには、被覆を搭載。滑りにくく、冬場も冷たかないので快適です。

面で支えるので、安心して使える

ふちは持ちやすい形状でさらに、しっかり握れるスリットもあり安心です。



面・手すり
最大使用者体重
100kg

面は使わない時、折りたためる

有効にスペースが使えます。狭い場所に設置しても、家族の生活を邪魔しません。



省スペース

自立を支援し、日常生活を快適サポート



手すりは、ベースの縦・横・中央に設置できる
さまざまな用途と場所に対応します。



ベストポジションバー

DIPPER ホクメイ

基本セット
NBP-100-80



商品コード	TAISコード
758300	00254-000017

<サイズ>

- 使用サイズ: 2.1~2.9m
- ポール部(直径): 4.5cm
- 重量: 5.2kg

ショート
NBP-100-90

商品コード	TAISコード
758347	00254-000049

<サイズ>

- 使用サイズ: 1.7~2.1m
- ポール部(直径): 4.5cm
- 重量: 4.7kg

<材質>

- 主材: アルミパイプ
- 表面: 樹脂コーティング

工事不要、
ワンタッチで簡単設置
和室の天井である竿天井にも
取付けができます



※地域によっては対応ができない場合もございます。



ベストポジションバーオプション

DIPPER ホクメイ

天井用丸型ベース NBP-221

商品コード	TAISコード
758319	00254-000224

- ベース(直径): 16cm



U型アーム BP-110

商品コード	TAISコード
758301	00254-000255

- 手すり部: 天然木
- ジョイント部: アルミダイカスト



ジュピター 3点セット BP-140

商品コード	TAISコード
758339	00254-000279

- 手すり部: 天然木
- ジョイント部: アルミダイカスト
- クッション: 発泡樹脂(NBR)

※リングアーム・クッション・大型ベースの3点です。

※地域によっては対応ができない場合もございます。

3本掛け補強プレート BP-1001

商品コード	TAISコード
758323	00254-000225

- ベース(長さ): 1m



ウェーブ型アーム BP-410

商品コード	TAISコード
758303	00254-000257

- 手すり部: 天然木
- ジョイント部: アルミダイカスト



ベストポジションバー 連結用部材

DIPPER ホクメイ

エンドブラケット(固定)

型式	商品コード
BP-200-10	758304



跳ね上げユニットB型

型式	商品コード
NBP-700-20	758309



天然木丸棒

サイズ	型式	商品コード
90cm	BP-600	758315
120cm	BP-610	758316



セットイメージ	品名	サイズ	商品コード	TAISコード	セット内容
	木手すり固定セット	90cm	758304 758315	00254-000246	エンドブラケット(固定)×2 天然木丸棒900×1
		120cm	758304 758316	00254-000249	エンドブラケット(固定)×2 天然木丸棒1200×1
	木手すり跳ね上げセット	90cm	758304 758315 758309	00254-000247	エンドブラケット(固定)×2 天然木丸棒900×1 跳ね上げユニットB型×1
		120cm	758304 758316 758309	00254-000250	エンドブラケット(固定)×2 天然木丸棒1200×1 跳ね上げユニットB型×1



※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞処理装置

購入品(排泄)

購入品(入浴)

ベースポジ-e

DIPPER ホクメイ



基本セット

仕様	型式	商品コード	セット内容	TAISコード
丸型ベース	BPE-100-11	758645	基本セット(丸)	00254-000052
T型ベース	BPE-100-10	758650	基本セット(T)	00254-000051
丸型 耐水	BPE-100-81	758645	基本セット(丸)	00254-000053
		758745	耐水ベース	
T型 耐水	BPE-100-80	758650	基本セット(T)	00254-000066
		758745	耐水ベース	

<丸型ベース>

<T型ベース>



- <サイズ>
- 使用サイズ: 1.9~2.7m
 - ボール部(直径): 4.5cm
 - 重量: 丸型 / 4.3kg
T型 / 4.4kg

- <材質>
- 主材: アルミパイプ
 - 表面: 樹脂コーティング

<丸型 耐水>

<T型 耐水>



※地域によっては対応ができない場合がございます。



従来より天井負担を軽減しつつ、強度安全性がさらに向上しました

耐水ベース

型式	商品コード
BPE-100-90	758745

- ベース径: 20cm

玄関ポーチやベランダなどへ設置する際のベースです



※基本セットの下部ベースを交換して使用します。

ベースポジ-e オプション

DIPPER ホクメイ

ウェーブ型手すり/ウェーブ型手すりリング

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
35cm	BPE-300-10	758750	00254-000130
60cm	BPE-300-40	758790	00254-000133

- 手すり部: 天然木
- ジョイント部: ナイロン
- 手すり径: 35φ

<35cmサイズ>

<ロングサイズ>



グリップアーム-e5P斜 BPE-300-50

商品コード	TAISコード
758800	00254-000142

- 手すり部: エラストマー
- ジョイント部: ナイロン
- 手すり長さ: 59.8cm
- 手すり径: 35φ

屋外でも使用可能



玄関アーム レギュラー ENT-180-30

商品コード	TAISコード
758450	00254-000159

- 手すり部: アルミ
- ジョイント部: ナイロン
- 手すりサイズ: 133×39.5cm
- 手すり径: 35φ

※補助ベースはベースポジ-eには不要です。



- ・滑り止めシート(160角)×1
- ・丸グリップ×2
- ・補助ベース×1

円型手すり BPE-300-20

商品コード	TAISコード
758695	00254-000131

- 手すり部: 天然木
- ジョイント部: ナイロン
- 製品直径: 28cm
- 手すり径: 32φ



移乗などの方向転換補助に



角型手すり BPE-300-30

商品コード	TAISコード
758690	00254-000132

- 手すり部: 天然木
- ジョイント部: ナイロン
- 手すりサイズ: 30.2×20.2cm
- 手すり径: 32φ



2WAYで使用可能



膝当て手すり BPE-200-10

商品コード	TAISコード
758700	00254-000127

- 手すり部: 合皮、クッション材
- ジョイント部: ナイロン



膝崩れ予防に



肘置き手すり BPE-200-20

商品コード	TAISコード
758705	00254-000128

- 手すり部: 合皮、クッション材
- ジョイント部: ナイロン



リウマチなど握れない方に



フッシュ手すり BPE-200-30

商品コード	TAISコード
758710	00254-000129

- 手すり部: 合皮、クッション材
- ジョイント部: ナイロン



床からの立ち上がりなどに



※地域によっては対応ができない場合もございます。

セットイメージ	品名	サイズ	TAISコード	セット内容
	システム木手すり固定セット	60cm	00254-000113	システムエンドブラケット(固定)×2 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	00254-000062	
		120cm	00254-000117	
	システム木手すり曲げセット	60cm	00254-000114	システムエンドブラケット(曲げ)×2 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	00254-000063	
		120cm	00254-000118	
	システム木手すり跳ね上げセット	60cm	00254-000115	システムエンドブラケット(跳ね上げ)×1 システムエンドブラケット(取り外し)×1 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	00254-000064	
		120cm	00254-000119	
	システム木手すり取り外しセット	60cm	00254-000116	システムエンドブラケット(取り外し)×2 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	00254-000065	
		120cm	00254-000120	
	システム伸縮手すり固定セット	60~90cm	00254-000169	システムエンドブラケット(固定)×2 システム伸縮手すり×1
		90~120cm	00254-000170	
	システム伸縮手すり曲げセット	60~90cm	00254-000171	
		90~120cm	00254-000172	

ベスポジ-e 連結用部材

DIPPER ホクメイ

システムエンドブラケット (固定)

型式	商品コード
SBR-100-10	758655



SBR (固定用) 連結アタッチメント

型式	商品コード
SBR-100-10	758725



システムエンドブラケット (曲げ)

型式	商品コード
SBR-100-20	758685



SBR (曲げ用) 連結アタッチメント

型式	商品コード
SBR-300-20	758730



システムエンドブラケット (跳ね上げ)

型式	商品コード
SBR-100-71	758720



SBR (跳ね上げ用) 連結アタッチメント

型式	商品コード
SBR-100-73	758735





システムエンドブラケット (取り外し)

型式	商品コード
SBR-100-72	758715



SBR (取り外し用) 連結アタッチメント

型式	商品コード
SBR-100-74	758740



エンドキャップを外し、連結アタッチメントを接続することで手すりを同じ高さでつなげることが可能です。

システムブラケット用丸棒

サイズ	商品コード	商品コード
60cm	SBR-200-060	758660
90cm	SBR-200-090	758665
120cm	SBR-200-120	758670

システム伸縮手すり **NEW**

サイズ	商品コード	商品コード
60~90cm	SBR-600-609	758845
90~120cm	SBR-600-912	758850




※ブラケットは基本セットの数量分必要です。 ※アタッチメントは、ブラケットエンドキャップを取ると、接続・装着できます。

セットイメージ	品名	サイズ	型式	TAISコード	セット内容
①	H型 固定セット (丸ベース)	60cm	BPE-H11-060	00254-000097	基本セット (丸ベース) ×2 システムエンドブラケット (固定) ×2 システムブラケット用丸棒 ×1
		90cm	BPE-H11-090	00254-000054	
		120cm	BPE-H11-120	00254-000105	
②	H型 曲げセット (丸ベース)	60cm	BPE-H21-060	00254-000098	基本セット (丸ベース) ×2 システムエンドブラケット (曲げ) ×2 システムブラケット用丸棒 ×1
		90cm	BPE-H21-090	00254-000055	
		120cm	BPE-H21-120	00254-000106	
③	H型 跳ね上げセット (丸ベース)	60cm	BPE-H31-060	00254-000099	基本セット (丸ベース) ×2 システムエンドブラケット (跳ね上げ) ×1 システムエンドブラケット (取り外し) ×1 システムブラケット用丸棒 ×1
		90cm	BPE-H31-090	00254-000056	
		120cm	BPE-H31-120	00254-000107	
④	H型 取り外しセット (丸ベース)	60cm	BPE-H41-060	00254-000100	基本セット (丸ベース) ×2 システムエンドブラケット (取り外し) ×2 システムブラケット用丸棒 ×1
		90cm	BPE-H41-090	00254-000057	
		120cm	BPE-H41-120	00254-000108	
⑤	ト型 固定セット (丸ベース)	60cm	BPE-J11-060	00254-000101	基本セット (丸ベース) ×1 システムエンドブラケット (固定) ×1 システムブラケット用丸棒 ×1 SBR (固定用) 連結アタッチメント ×1
		90cm	BPE-J11-090	00254-000058	
		120cm	BPE-J11-120	00254-000109	
⑥	ト型 曲げセット (丸ベース)	60cm	BPE-J21-060	00254-000102	基本セット (丸ベース) ×1 システムエンドブラケット (曲げ) ×1 システムブラケット用丸棒 ×1 SBR (曲げ用) 連結アタッチメント ×1
		90cm	BPE-J21-090	00254-000059	
		120cm	BPE-J21-120	00254-000110	
⑦	ト型 跳ね上げセット (丸ベース)	60cm	BPE-J71-060	00254-000103	基本セット (丸ベース) ×1 システムエンドブラケット (跳ね上げ) ×1 システムブラケット用丸棒 ×1 SBR (取り外し用) 連結アタッチメント ×1
		90cm	BPE-J71-090	00254-000060	
		120cm	BPE-J71-120	00254-000111	
⑧	ト型 取り外しセット (丸ベース)	60cm	BPE-J81-060	00254-000104	基本セット (丸ベース) ×1 システムエンドブラケット (取り外し) ×1 システムブラケット用丸棒 ×1 SBR (取り外し用) 連結アタッチメント ×1
		90cm	BPE-J81-090	00254-000061	
		120cm	BPE-J81-120	00254-000112	

組み合わせ例


3本以上の基本セットを連結する際には、システムエンドブラケットの一部にアタッチメントを用いることで納まりをよくできます。

〈例1〉



システムエンドブラケット (固定) ×1 を SBR (固定用) 連結アタッチメント ×1 に変更
または
システムエンドブラケット (曲げ) ×1 を SBR (曲げ用) 連結アタッチメント ×1 に変更

〈例2〉



システムエンドブラケット (取り外し) ×1 を SBR (取り外し用) 連結アタッチメント ×1 に変更
または
システムエンドブラケット (跳ね上げ) ×1 を SBR (跳ね上げ) 連結アタッチメント ×1 に変更

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位交換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥籠掃除機

購入品 (排泄)

購入品 (入浴)